



### Ciljna skupina

Monofokalna leća s perifernim defokusom za djelomičnu kontrolu progresije miopije. Dob djece od četiri godine do 18 godina.

### Tri različita dizajna PolinoMyo leće

#### PolinoMyo 25

- središnje vidno polje između 9 mm i 10 mm, ovisno o refraktivnim vrijednostima
- kružni defokus 2.5 D
- dob djece od 4 do 8 godina

### Tehnologija

OPTO Plus MyoStop

### Poručivanje dioptrija

1/4

#### PolinoMyo 16

- središnje vidno polje između 10 mm i 12 mm, ovisno o refraktivnim vrijednostima
- kružni defokus 1.6 D
- dob djece od 9 do 13 godina

### Način izrade


Unutarnja izrada monofokalne leće. Dizajn leće je decentriran 2,5 mm u odnosu na geometrijsko središte leće.

### Način poručivanja

- Forma okulara
- IPD, OCHT, DBL


#### PolinoMyo 10

- središnje vidno polje između 11 mm i 18 mm ovisno o refraktivnim vrijednostima
- kružni defokus 1.0 D
- dob djece od 14 do 18 godina



### Polino Myo defokus leća

Defokus na osnovu dobi djeteta



Vidno polje sa RX dioptrijom